

# IDEXX SNAP<sup>®</sup> Reader



内分泌検査器 IDEXX スナップリーダー  
簡易取扱説明書

# 目次


● はじめに	1
第 1 章：検査前の準備	2
1-1：ご使用前の注意	2
1-2：検体の準備	3
1-3：日常のキャリブレーション	3
1-4：測定を行う前に	3
第 2 章：スナップリーダーの操作方法	4
2-1：基本操作	4
2-2：T4 検査	4
2-2：T4 検査	5
2-3：コルチゾール検査	5
2-3：コルチゾール検査	6
2-4：検体検査	7-8
第 3 章：結果解釈	9
3-1：T4 の参考基準値	9
3-2：コルチゾールの結果解釈	9
3-3：測定レンジと使用検体量一覧表	9
第 4 章：トラブルシューティング	10
4-1：他の機器との通信問題	10
4-2：エラー番号と液晶ディスプレイ	10
4-3：エラー番号表	11
第 5 章：Q & A	12
5-1：使用検体について	12
5-2：操作について	12
第 6 章：補足資料	13
6-1：血中 T4 に関連する薬剤または疾患	13
6-2：甲状腺機能低下症が疑われる症例の診断プロトコール	14
6-3：甲状腺機能亢進症が疑われる症例の診断プロトコール	15
使用上の注意	16

## ● はじめに

この簡易取扱説明書は、IDEXX スナップリーダーを正しくご使用  
していただく為の必要事項及び基本操作のみ抜粋して作成しております。

ベットテスト / スナップリーダーの詳細事項、トラブルシューティング等は、  
ベットラボ システム取扱説明書に記載しておりますので、  
そちらをご参照ください。

この簡易取扱説明書はベットラボ システム取扱説明書と併せて  
ご活用ください。

ご不明な点がございましたらアイデック ステクニカルサポート  
 **0120-71-4921** までお問い合わせください。

# 第 1 章：検査前の準備

## 1-1：ご使用前の注意

- \* ベットテストのソフトウェアを交換する際、またはスナップリーダーのバージョンアップする際は、必ずベットテストの電源を OFF の状態で行ってください。
- \* 機器のウォーミングアップには約 30 分間かかります。測定が予想されている場合は、事前に電源→ON をお勧めします。（冬は少し時間がかかります）
- \* スナップリーダーの画面は、初期画面(下図)のまま、ウォーミングアップをします。

### スナップリーダー 初期画面

11/08 \_ 15:25:23  
IDEXX VTSR G2

機器のウォーミングアップが完了すると自動的にベットテストの画面は初期画面（下図）が表示されます。この画面が表示されれば測定が可能です。

### ベットテスト 初期画面



▲ プリンター      ▲ QBC-V オートリード  
▲ ベットライト      ▲ スナップリーダー


上記の“アイコン”（絵）は周辺機器との接続状態を示しています。  
各アイコンが表示されていれば、それぞれの検査機器とのデータ転送が可能です。

※ ベットラボステーションをご利用の場合には、上記画面に  と  のアイコンのみが表示されます。

## 1-2：検体の準備

- \* コルチゾール測定時は必ず**血清**を使用してください。
- \* T4 測定時は **血清**あるいは**ヘパリンリチウム処理血漿**を使用してください

採血はヘパリンを含まないシリンジを使って行い、血清分離用チューブに血液を入れて下さい。  
血液が凝固するまで（約 20 分）放置し、凝固後チューブを遠心して下さい。



## 1-3：日常のキャリブレーション

スナプリーダーのキャリブレーション用キットとして**Cal Snap**が付属しています。キャリブレーションを行うことで、スナプリーダーを校正し、自己診断チェックし、適正に動作していることを確認します。  
毎日、電源入れてウォーミングアップ終了後に CalSnap することをお勧めします。



## 1-4：検査を行う前に

- \* **使用前にスナップデバイスおよびコンジュゲートを室温に出して下さい。**  
(冷蔵庫から出して室温に戻すのに 30 分ほど要します。)
- \* スナプリーダーに Cal Snap を挿入し、キャリブレーションを行って下さい。  
(スナプリーダーの画面に Calibration OK (下図) という表示が出ていたら問題ありません。)

スナプリーダー 画面

11/08 \_ 15:25:23  
Calibration OK

## 第2章：スナップリーダーの操作方法

### 2-1：基本操作

※ 検体は必ず T4:血清あるいは血漿 コルチゾール：血清をご使用ください。

Mon 20 Dec 2004 17:30  
Adult Canine :IDEXX  
VETTEST 8008 ANALYZER

0) 簡易測定  
1) 新規の測定      4) ファイル呼び出し  
2) 追加測定      5) セットアップ  
3) 結果リスト    6) システムチェック

#### 1. 新規の測定

ベットテストの初期画面より、  
1) 新規の測定 を選択してください。

スライドはまだ挿入しないで下さい。  
動物種の番号を入力して下さい。

1. Canine  
2. Feline  
3. Equine  
4. Bovine  
5. Avian  
6. Controls  
7. Dilution  
8. More Species  
\_\_\_\_\_ Cで戻る \_\_\_\_\_

#### 2 動物種を選択

- 1) Canine → 犬  
2) Feline → 猫

**注意** T4は犬・猫  
コルチゾールは犬のみ で検査可能です。

スライドはまだ挿入しないで下さい。  
動物種の番号を入力して下さい。

1. Puppy < 6mo  
2. Adult Canine  
3. Ger Canine > 8yr  
\_\_\_\_\_ Cで戻る \_\_\_\_\_

#### 3 ライフステージを選択

1. Puppy < 6mo → 生後6ヶ月未満  
2. Adult Canine → 生後6ヶ月以上8歳未満  
3. Ger Canine > 8yr → 8歳以上

■-----

スライドはまだ挿入しないで下さい。  
患者 ID を入力して下さい。

準備が出来ましたらEを押して下さい。

\_\_\_\_\_Cで再入力\_\_\_\_\_

#### 4 患者IDの入力

患者IDを入力します。ベットテストの  
キーパッド、若しくは付属のキーボードから  
数字又は英字でご入力下さい。(10桁まで入力可能)

入力が終わったら E) を選択します。

※ 訂正は C) を選択します。

## 2-2 : T4 検査

\* コルチゾールの検査を行う際は、P6（コルチゾール検査）より検査を始めてください。

**Snap Test Selection**

スナップの測定を行いますか？

0) いいえ  
1) T4  
2) Cortisol

### STEP 1 <測定項目の選択>

1) T4 を選択します。



**T4 Dynamic Range Selection**

Low Dynamic Range  
( 0.5 — 3.5 ug/dl )

1) High Dynamic Range  
( 2.0 — 7.0 ug/dl )

### STEP 2 <測定レンジの選択>

スクリーニング検査、及び臨床診断などと併せて、測定レンジの選択を行ってください。

- 1) 低値レンジ Low Dynamic Range  
2) 高値レンジ High Dynamic Range




次の

検体測定（T4・コルチゾール共通）

へ進みます。

## 2-3 : コルチゾール検査






## 2-4：検体検査

※STEP3～STEP7までは、ベットテストの画面に従って操作を行ってください。

根元まで**しっかり**と取り付けます。



ピープ音**2回**で取り出します。



ピープ音**3回**で取り出します。



**押したまま**コンジュゲートに挿入し、その後ゆっくり離し吸引します。



### STEP 3 <検体の吸引>

Snap Sample Pipetting  
100 uL \*

- \*新しいチップを取り付けます。
- \*チップをサンプルに挿入し、プロンプトボタンを押します
- \*ピープ音2回で、プロンプトを取り出します。

C キャンセル



### STEP 4 <検体をサンプルチューブに入れる>

Snap Sample Pipetting  
100 uL

- \*プロンプトを空のチューブに挿入し、プロンプトボタンを押します。
- \*ピープ音3回で、プロンプトを取り出します。
- チップを捨てます。
- \*プロンプトを元の位置に戻します。

**E 終了** C キャンセル



### STEP 5 <コンジュゲート吸引>

Sample Preparation

- \*マニュアルペッドでコンジュゲートを300uL吸引し、サンプルチューブに入れます。
- \*チューブを4-5回転倒混和します。
- \*チューブをインキュベーターに入れます。
- \*

**1 VetTest 自動タイマー**  
2 手動タイマー C キャンセル

インキュベータにサンプルチューブを挿入し、左記画面で**1**を押します。



インキュベーションは**5分間**です。

## STEP 6 <インキュベーション終了後の操作手順>

5分後：

1. サンプルをスナップデバイスに注入します。
2. アクティベートサークルに青色の発色がみられたらスナップし、リーダーに挿入します。


何かキーを押して下さい

キットは、**ゆっくりと奥まで**差し込みます。検査結果の読み取りに**約8分～14分**要します。

### 検体の注入



インキュベーション後、検体を注入します。



ここに検体が見えかけたら




**すぐに**スナップします。



スナップ後、キットを機器に挿入します。

スライド（12枚）のバーコードを手前にし、トレーに一枚ずつ乗せてレバーを押して挿入する  
全て入れたらEを押す  
枚数-----



Cを押してスライドをイジェクト

<スナップリーダーのみ測定の場合>

**E**を選択し、初期画面に戻ります。

<続けてベットテスト測定を行う場合>

スライドを挿入し、ベットテストの測定に移ります。

※ベットテスト簡易マニュアルをご参照ください。

## STEP 7 <検査終了後の操作手順>

リーダーからスナップを取り出して下さい

何かキーを押して下さい

スナップ検査終了後にベットテストに左記の画面が表示されましたら、スナップを取り出し、何かキーを押してください。

◎ 検査終了後、検査結果をプリンターから印刷します。

## 第3章：結果解釈

※ ヒストリーや臨床症状および他の検査結果と合わせて総合的に判断して下さい。

### 3-1：T4の参考基準値

#### 犬の参考基準値

Low	< 0.8 $\mu\text{g/dL}$	低値
Borderline Low	0.8 – 1.5 $\mu\text{g/dL}$	下限付近低値
Normal	1.6 – 5.0 $\mu\text{g/dL}$	ノーマル
High	> 5.0 $\mu\text{g/dL}$	高値
Therapeutic	3.0–6.0 $\mu\text{g/dL}$	治療中モニタリング範囲

#### 猫の参考基準値

Low	< 1.0 $\mu\text{g/dL}$	低値
Normal	1.0 – 5.0 $\mu\text{g/dL}$	ノーマル
Borderline High	2.5 – 5.0 $\mu\text{g/dL}$	上限付近高値
High	> 5.0 $\mu\text{g/dL}$	高値

### 3-2：コルチゾールの結果解釈

別紙にあります“クッシング症候群が疑われる症例の診断プロトコール”をご参照下さい。

### 3-3：測定レンジと使用検体量一覧表

Baseline Cortisol	検査量	測定レンジ
pre-Dexamethasone	100 $\mu\text{ l}$	0.5～10 $\mu\text{ g/dl}$
pre-ACTH administration	100 $\mu\text{ l}$	0.5～10 $\mu\text{ g/dl}$




Post ACTH Stim Cortisol			
Cushing's Suspected	25 $\mu\text{ l}$	2.5～30 $\mu\text{ g/dl}$	(69～828nmol/L)
Addison's Suspected	100 $\mu\text{ l}$	0.5～10 $\mu\text{ g/dl}$	(14～76nmol/L)
Therapeutic Monitoring	100 $\mu\text{ l}$	0.5～10 $\mu\text{ g/dl}$	(14～76nmol/L)
Therapeutic Monitoring >10 $\mu\text{ g/dl}$ (276nmol/L)	25 $\mu\text{ l}$	2.5～30 $\mu\text{ g/dl}$	(69～828nmol/L)

## 第4章：トラブルシューティング

### 4-1：他の機器との通信問題

#### <ベットテスト上にスナップリーダーのアイコンがない>

- ① ベットテストの画面で「6 システムチェック」を選択します
- ② ベットテスト(A)、スナップリーダー(B)の通信ケーブルを差し込み直し、スナップリーダーを再起動(C)します
- ③ 再度「6 システムチェック」を選択しアイコンを確認します



アイコン出ればOK！  
出ない場合は、IDEXX  
へご連絡ください。


### 4-2：エラー番号と液晶ディスプレイ

スナップリーダーは、何らかのエラーが発生した場合に、機械の画面にエラー番号を表示します。表示された番号により機械の状態を確認することができます。



スナップリーダーの画面にメッセージが表示されます。  
エラー番号を確認し、<エラーコード表>にて、エラー内容を確認します。

図1 スナップ名称



## 4-3：エラー番号表

※ここでは、エラーメッセージの中からお問い合わせの多いものを抜粋して記載しております。  
下記のメッセージ以外が発生した場合、また以下の内容をお試しいただいても解消されない場合は、弊社テクニカルサポート部までご連絡ください。

I D E X X テクニカルサポート部





0120-71-4921

エラー番号	考えられる原因	対処法
#1	Cal Snapが認識できない。	再起動後、Cal Snapを行う。解消されなければテクニカルサポートへ
#2	Cal Snapは認識できるのが、 バリコードが読めない。	Cal Snapの <b>バリコード</b> 部分を消しゴムでこする。再起動後、再度Cal Snapを行う。（図1参照） 解消されない場合はテクニカルサポートへ
#200	リファレンスストライプの発色不良	スナップの発色がうまくいかなかった。 機械を再起動し、Cal Snapを行いテクニカルサポートへ 下記、『より良い検査を行うために』を確認
#202	リファレンスストライプに発色がみられない。	
#203	発色時間内にリファレンスストライプが変化しない。	
#301	犬・猫以外の動物種で測定を行った。	測定可能な動物種を選択し、再検査
#302	挿入したデバイスが選択したテストに合っていない。	検査項目と使用したキットが違っていた場合は、適切なキットを使用し再測定。
#605	リーダー内のカメラがキットをうまく認識していない。	テクニカルサポートへ連絡

Point!!

『 より良い検査を行うために 』

- ① キット開封時に**2本の線**がある事を確認する。
- ② キットとコンジュゲートは検査前に必ず**室温**に戻す。  
(約30分)
- ③ 機械を立ち上げ時には必ず、**Cal Snap**を行う。
- ④ 血清は、チューブに入れてから**約20分**静置してから遠心を行う。



## 第5章：Q&A

### 5-1：使用検体について

Q1：血漿検体で検査できますか？

A1：T4 では血漿検体は使用できますが、コルチゾールに関しましては結果にばらつきが生じるため使用しないで下さい。必ず**血清**にて検査して下さい。

Q2：溶血や乳び検体は、検査に影響しますか？

A2：影響しません。

Q3：検体は保存できますか？

A3：冷蔵で1週間、凍結で1ヶ月保存可能です。

Q4：ステロイドを投与していますが、検査のために休薬する場合、どのくらいの期間が必要ですか？

A4：意義あるT4 値を得るためには、休薬が必要になります。

投薬期間や投与量、また個体によっても異なりますが最低でも4週間は休薬することが望めます。

### 5-2：操作について

Q1：インキュベーションを5分以上行ったのですが、結果に影響しますか？

A1：37℃で5分以上10分以内でのインキュベーションであれば結果に影響しません。しかし、インキュベーションが5分未満の場合は、低く出る可能性があります。

Q2：コンジュゲート量が300  $\mu$ L 以下の場合は、結果に影響しますか？

A2：コンジュゲートは正確に300  $\mu$ L 入れて下さい。少ないと高値に、多いと低値になる可能性があります。

Q3：デバイスを冷蔵庫から出してすぐに使用したのですが、結果に影響しますか？

A3：冷たい状態で使用すると結果にバラツキができ、スナップエラー #200の原因となる事があります。  
※デバイスとコンジュゲートは、必ず室温に30分以上戻して検査を行って下さい。

Q4：スナップするのが遅くなったのですが、結果に影響しますか？

A4：低値に出る可能性があります。または、反応膜全体に色が残る測定結果が得られないこともあります。

## 第 6 章：補足資料

### 6-1：血中 T4 に関連する薬剤または疾患

#### 血中 T4 を低下させる薬剤または疾患

---

##### <薬剤>

- ・ アンドロゲン
- ・ サリチル酸
- ・ ヘパリン
- ・ ジアゼバム
- ・ スルフォニル尿素
- ・ メルカゾール
- ・ プロパジール
- ・ フェニルブタゾン
- ・ フェニトイン
- ・ カルバマゼピン
- ・ フェノバルビタール
- ・ プリミドン
- ・ グルココルチコイド
- ・ ヨード
- ・ ニトロプルシド
- ・ フェノチアジン

##### <疾患>

##### 急性疾患

- ・ ジステンパー
- ・ 自己免疫性溶血性貧血
- ・ SLE
- ・ 椎間板ヘルニア
- ・ 多発性神経炎
- ・ 急性腎疾患
- ・ 細菌性気管支炎

##### 慢性疾患


- ・ ニキビダニ症
- ・ 細菌感染症
- ・ リンパ腫
- ・ 慢性腎疾患
- ・ 糖尿病
- ・ 心不全
- ・ 慢性肉芽腫
- ・ 肝疾患
- ・ 肥満
- ・ 腸閉塞
- ・ 巨大食道

#### 血中 T4 を増加させる薬剤

---

- ・ エストロジェン
- ・ 5-FU（抗癌剤）
- ・ イソフルレン
- ・ 麻酔性鎮静薬
- ・ 脂肪酸
- ・ 放射性物質
- ・ プロスタグランジン
- ・ インスリン

## 6-2：甲状腺機能低下症が疑われる症例の診断プロトコール




\*甲状腺低下症の診断は、臨床徴候、スクリーニング所見と共に総サイロキシン濃度を総合的に評価して行うものです。

Endorsed by the Society for Comparative Endocrinology.

Developed by Peter P. Kintzer, DVM, Diplomate ACVIM 監修 石田卓夫, DVM.Ph.D



## 6-3：甲状腺機能亢進症が疑われる症例の診断プロトコール



\*非甲状腺疾患で T4 低値が見られる個体で f T4 の高値が見られることがあります。

この場合、甲状腺機能亢進症とは診断できません。

\*\*甲状腺機能亢進症がまだ疑われる場合は、3-6 週以内に再度 T4 の測定を行います。

Endorsed by the Society for Comparative Endocrinology.

Developed by Peter P. Kintzer, DVM, Diplomate ACVIM 監修 石田卓夫,DVM.Ph.D

## 使用上の注意

### [電気の安全性に関する重要な注意事項]

電気ショックを避けるために、電源ケーブルのアース導線を確実に接地すること。かならず、計測器に同梱されている電源ケーブルを使用すること。

### [取り扱い上の注意]

スナップリーダーについては、かならず縦位置を維持すること。落としたり衝撃を与えたりすると（とくに電源がオンの場合）、コンピューター回路および光学センサが損傷する恐れがあるので、計測器を移動させる場合は、元の梱包材を使用すること。

### [その他の注意事項]

- (1) 直射日光を避けて設置すること。
- (2) スナップ挿入口に明るい光または光源が入らないよう、注意して配置すること。
- (3) 長時間使用しない場合（夜間など）は、スナップリーダーの電源を切ること。
- (4) ダストカバーをかける前には、かならずスナップリーダーの電源を切ること。
- (5) クリーニングの前には、電源を切ること。
- (6) この計測器にはデジタルカメラを装備しているため、ほこりや細片を避けるように注意すること（とくにスナップ挿入口）。
- (7) スナップ挿入口の近くではエアゾール、スプレー溶液、あるいは溶剤を使用しないこと。
- (8) スナップ挿入口には、専用のスナップ以外の物を挿入しないこと。
- (9) スナップリーダーにはユーザー整備が可能なコンポーネントが含まれていないので、サービスが必要な場合は IDEXX テクニカルサポートに連絡すること。